

Instrucciones de Uso

Nombre del Producto: Silla de Ruedas

Uso Previsto

La silla de ruedas está diseñada para ser utilizada por personas mayores, discapacitadas, paralizadas o postradas en cama con movilidad limitada.

Indicaciones

Para ancianos, paraplejia, hemiplejia, movilidad y debilidad de las extremidades inferiores que no pueden estar parados, bajo la escolta de personal de uso.

Uso

• Método abierto

Sostenga los reposabrazos con ambas manos para que los marcos izquierdo y derecho queden ligeramente separados. Presione ligeramente en ambos lados del cojín del asiento con las palmas de las manos hasta que el cojín del asiento quede plano y la silla de ruedas esté lista para expandirse.

Nota: Al desplegarlo, no tire del reposabrazos con fuerza para evitar dañar varias partes, y al presionar el cojín del asiento, no sostenga los dedos en el tubo del asiento para evitar pellizcarse los dedos.

• Método de plegado

Primero, levante los reposapiés izquierdo y derecho y levante suavemente los extremos centrales del cojín del asiento con ambas manos para plegarlo.

• Método de conducción

A. subirse a la silla de ruedas

Primero frene, luego sostenga firmemente el reposabrazos y deje que su acompañante lo ayude lentamente a sentarse, no olvide abrocharse el cinturón de seguridad.

B. Conduciendo

Suelte el freno, trate de mantener una posición sentada neutral, sujete la mitad trasera del anillo de empuje manual con ambas manos y empuje hacia adelante.

C. Salir de la silla de ruedas

Reduzca lentamente la velocidad de conducción, sostenga el anillo de empuje manual, frene gradualmente, desabroche el cinturón de seguridad y bájese lentamente.



Mantenimiento y Limpieza:

- 1) Después de que la silla de ruedas se haya utilizado durante un período de tiempo, es necesario verificar si el movimiento de cada parte y si los pernos están flojos y ajustarlos si están flojos.
- 2) Una parte móvil debe lubricarse semanalmente para evitar un uso inflexible.
- 3) Después de usar la silla de ruedas, use un paño suave y seco para limpiar la superficie contra la humedad y la contaminación para evitar la oxidación.
- 4) La superficie del asiento y del respaldo, deben mantenerse siempre limpios para evitar infecciones en la piel.
- 5) La silla de ruedas debe colocarse en un ambiente seco, ventilado, estable y no corrosivo.

Advertencia

Al usar la silla de ruedas, no incline la silla de ruedas hacia un lado ni la levante.

Estacione la silla de ruedas en un lugar plano.

No colóquelas ruedas cerca de calentadores, luz solar o alguna fuente de calor.

El reposapiés ajustable debe ajustarse a una altura de más de 50 mm sobre el suelo.

Utilícelo dentro del rango de peso máximo del marco

El usuario tiene estrictamente prohibido ser transportado por cualquier forma de vehículo de transporte en silla de ruedas.

Está estrictamente prohibido usar los frenos durante la conducción. Si no hay acompañante, puede sujetar el anillo de empuje manual y frenar gradualmente.

No deje su reposapiés al rodar.

Por favor, no sobresalga el cuerpo durante la conducción, de lo contrario afectará la estabilidad al movilizarse y se considera muy peligroso.