

Manual de Uso del Bastón Canadiense Codera Móvil

1. Introducción

Gracias por escoger nuestro Bastón Canadiense Codera Móvil. Diseñado para proporcionar apoyo sin comprometer la comodidad, este bastón ultraligero y resistente, hecho de aluminio anodizado, es ajustable y fácil de usar.

2. Características

- Aluminio ultraligero y resistente con acabado anodizado de color plata
- Tubo de 2.5 cm de ancho, con un espesor de 1.5 mm
- Abrazadera fija y abierta con diseño anatómico que permite un posicionamiento paralelo del antebrazo al bastón
- Tubo superior e inferior independientes con pieza de unión para ajustar la altura desde 50 a 127 cm aproximadamente
- Regatón de goma antideslizante de 4 cm de diámetro con placa metálica interior para mayor seguridad
- Incluye un regatón antideslizante de repuesto
- Codera móvil abatible de resina de alta resistencia. Altura regulable del antebrazo desde 15 a 25 cm
- Empuñadura antideslizante y anatómica cubierta de espuma de alta densidad para mayor comodidad
- Diseñado para personas adultas de diferentes tallas, especialmente para adultos mayores de talla baja
- Soporta un peso de hasta 135 Kg



3. Uso de Bastón Canadiense Codera Móvil

- Asegúrate de que el bastón es de la altura correcta. Cuando el bastón esté colocado a tu lado, la empuñadura debe estar a la altura de tu muñeca.
- Coloca tu brazo dentro de la abrazadera y agarra la empuñadura. Asegúrate de que la codera móvil quede cómodamente alrededor de tu antebrazo.
- Al caminar, el bastón y tu pie opuesto deben tocar el suelo al mismo tiempo.
- Ajusta la altura de la codera a modo de que tu antebrazo quede perpendicular al suelo cuando agarres la empuñadura.

4. Mantenimiento y seguridad

- Limpiar regularmente el bastón con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Reemplaza de inmediato los regatones gastados para evitar resbalones y caídas.
- Realiza comprobaciones regulares para asegurarte de que todas las piezas del bastón estén seguras y en buen estado.
- Nunca excedas la capacidad máxima de peso del bastón.

Si tienes alguna pregunta sobre cómo utilizar o cuidar tu bastón Canadiense Codera Móvil, no dudes en contactar nuestro servicio de atención al cliente. Estamos aquí para ayudarte.